

Tilleggsinformasjon for MammoDuo-modellen



Dette produktet består av to skjermenheter som er montert på en dedikert fot. Noen metoder som brukes for å håndtere dette produktet, er annerledes enn de som beskrives i bruksanvisningen. Før du bruker dette produktet, må du lese dette dokumentet og bruksanvisningen nøye for å forsikre at produktet brukes korrekt.

FORHOLDSREGLER

ADVARSEL

Bær eller plasser enheten i henhold til korrekte, spesifiserte metoder.

Hvis enheten mistes i gulvet, kan det resultere i personskade eller skade på utstyret. Sørg for at følgende overholdes.

- Når du pakker opp og/eller bærer skjermen, må du se til at minst to mennesker hjelper til.
- Grip og hold fast skjermens underside og håndtak.



Når man fjerner skjermenheten fra foten, må to mennesker hjelpe til.

Hvis kun én av skjermene fjernes fra fotenheten, blir produktet ekstremt ustabil. Hvis du arbeider med produktet i en ustabil tilstand, kan det velte, noe som kan føre til personskade eller skade på utstyret.

Innholdet i pakken

Følgende artikler leveres sammen med produktet. Kontroller at alle er inkludert i pakken. Hvis noen artikler mangler, må du kontakte din forhandler eller lokale EIZO-representant.

RX560

- Skjerm
(Skjermenhet x 2, fot)
- Strømkabel x 2
- Digital signalkabel: PP300 x 2
DisplayPort - DisplayPort
- Digital signalkabel: PP100 x 1
DisplayPort - DisplayPort
- Digital signalkabel: DD300DL x 2
DVI - DVI (dual link)
- USB-kabel: UU300 x 2
- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Bruksanvisning
- Tilleggsinformasjon for MammoDuo-modellen
(dette dokumentet)


GX560

- Skjerm
(Skjermenhet x 2, fot)
- Strømkabel x 2
- Digital signalkabel: PP300 x 4
DisplayPort - DisplayPort
- Digital signalkabel: PP100 x 1
DisplayPort - DisplayPort
- USB-kabel: UU300 x 4
- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Bruksanvisning
- Tilleggsinformasjon for MammoDuo-modellen
(dette dokumentet)


Kontroller og funksjoner

For informasjon om skjermenhetens delenavn og funksjoner ser du «Kontroller og funksjoner» i bruksanvisningen.

Sett bakfra



Sett ovenfra



1. Monteringsenhet	Kobler skjermenheten til foten.
2. Håndtak	Dette håndtaket brukes til transport.
3. Fot	Foten gjør at du kan: <ul style="list-style-type: none"> • Justere posisjonen og den horisontale vinkelen til hver skjerm. • Justere den vertikale/horisontale vinkelen og høyden på hele skjermen
4. Kabelholder	Holder skjermkablene.
5. Rotasjonsskrue	Ved å rotere denne skruen kan hver skjerm dreies med eller mot klokken for å justere mellomrommet mellom skjermene.
6. Dreielåsskrue	Hvis du strammer denne skruen, låses den horisontale vinkelen. Merk <ul style="list-style-type: none"> • Skruen blir ikke låst før forsendelsen.
7. Vipperlås	Låser den vertikale vinkelen på skjermen til 0°. <input type="checkbox"/> : Låst, <input type="checkbox"/> : Opplåst Merk <ul style="list-style-type: none"> • Vinkelen blir låst til 0° før forsendelsen. Lås opp låsen for å endre skjermens vippevinkel. • Når du transporterer produktet, stiller du skjermens vertikale vinkel til 0° og aktiverer vipperlåsen. Dette gjør det lettere å transportere produktet.
8. Monteringslås	Låser monteringsenheten til foten. Hvis du vil fjerne monteringsenheten fra foten, låser du opp monteringslåsen. <input type="checkbox"/> : Låst, <input type="checkbox"/> : Opplåst

Installasjon/tilkobling

● Før installasjon av produktet

Les både «FORHOLDSREGLER» i dette dokumentet og «FORHOLDSREGLER» i bruksanvisningen nøye.

Installasjonskrav

Når du installerer produktet, må du forsikre deg om at det er nok rom rundt sidene, baksiden og toppen av skjermen.

Obs!

- Plasser skjermen slik at ikke det er lys som forstyrrer skjermen.

● Koble til kabler

For informasjon om skjermens kompatible oppløsninger ser du «Kompatible oppløsninger» i bruksanvisningen.

1. Koble til signalkabler.


Kontroller formen på kontaktene, og koble til kablene. Etter at du har koblet til DVI-kabelen, stram til skruer for å feste kontakten.

Obs!


- Sørg for å bruke kablene som medfølger produktet.
- DisplayPort-kontaktene på skjermen består av inngangs- og utgangskontakter. Når du kobler skjermen til en PC, koble kabelen til inngangskontakten.
- Hvis du vil konfigurere en daisy-chain-tilkobling, må DisplayPort-versjonen stilles til «1.2». For informasjon om oppsett ser du installasjonshåndboken (på CD-ROM).
- Besøk nettstedet EIZO for informasjon om skjermer og grafikkort som kan brukes til daisy-chain-tilkobling: <http://www.eizoglobal.com>
- Før bruk av en daisy-chain-tilkobling fjerner du hetten på utgangskontakten på skjermen som sender signaler.


Tilkoblingseksempler:

Koble hver skjerm til en PC



Sette opp en daisy-chain-tilkobling



*1 For GX560 kobler du til .

*2 Bruk den medfølgende «PP100».

2. Plugg strømkabelen inn i strømutføringen og strømkontakten på skjermen.

3. Koble til USB-kabelen når du bruker RadiCS / RadiCS LE.



Obs!

- For å utføre skjermkvalitetskontroll for GX560 må du koble til en PC med RadiCS / RadiCS LE installert til skjermen. Se «2-2. Koble til kabler» i bruksanvisningen for informasjon om tilkobling av kabler.

4. Berør foran på skjermen for å slå på skjermen.

Strømindikatoren på skjermen lyser grønt.

5. Slå på PC-en.

Skjermbildet vises.

Merk

- Hvis skjermen ikke fungerer som den skal, ser du «Ikke noe bilde» i bruksanvisningen.

● Justere stillingen til hver skjerm


1. Juster dreiestilling og horisontal stilling.

Hold toppen og bunnen av skjermenheten med begge hender, og juster vinkelen og posisjonen til hver skjerm individuelt.

Dreievinkelen kan låses ved å dreie dreielåsskruen med klokken for å stramme den.

Merk

- Dreielåsskruen blir ikke låst før forsendelsen.




2. Juster rotasjonen.

Mellomrommet mellom skjermene kan fjernes ved å dreie på rotasjonsskruen. Juster etter behov.

Obs!

- Rotasjon må ikke utføres ved å flytte skjermene for hånd.




Merk

- Bruk et stjerneskrudjern (nr. 2) til dreielåsskruen og rotasjonsskruen.


● Justere skjermens høyde og vinkel

Hold begge skjermene sammen som på figuren nedenfor, og juster skjermens høyde og vertikale vinkel.



Obs!

- Vippelåsskruen blir låst før forsendelsen. Juster skjermenes vertikale vinkel etter at låsen er opplåst.



- Når du har justert høyde og vertikal vinkel, fører du kablene gjennom kabelholderen.

Referanse


● Fjerne skjermen

I situasjoner som når du fjerner det valgfrie RadiLight på skjermen, må skjermenheten fjernes fra foten.

Obs!

- Hvis kun én av skjermene fjernes fra foten, blir produktet ekstremt ustabil. Hvis du arbeider med produktet i en ustabil tilstand, kan det velte, noe som kan føre til personskade eller skade på utstyret. Se til at minst to mennesker hjelper til.

Fjern skjermenheten fra foten etter at du har låst opp monteringslåsen.




Merk

- Se bruksanvisningen for RadiLight for informasjon om monteringsprosedyren.

● Montere skjermen

Monter skjermenheten på foten.



Obs!

- Kontroller at monteringslåsindikatoren er i låst stilling.

Mekaniske spesifikasjoner (RX560 og GX560)

Mål (B x H x D)	709,0 mm x 476,0 mm – 566,0 mm x 225,0 mm (vipping: 0°, dreining (hver skjermenhet): 0°) 696,5 mm x 476,0 mm – 566,0 mm x 237,1 mm (vipping: 0°, dreining (hver skjermenhet): 15°)
Nettovekt	RX560: 17,3 kg GX560: 17,1 kg
Høydejustering	90 mm (vipping: 0°)
Vipping	Opp 25°, ned 5°
Dreining (total)	40°
Dreining (hver skjermenhet)	15°

